

Journalia AKnet

Nyheter och rättningar version 2.6




Journalia AKnet - Observera

Vi har hittat en patient som är inlagd i gamla Auricula med Annan adress, giltigt tom 2025 februari. Detta ledde till att brev och påminnelser inte har nått rätt adressat.

Om ni har en patient där det skickats ut många påminnelser kontrollera i adressfältet efter en Annan adress Beskrivning, telefonnr, fax eller email.

Om ändring av adress behöver utföras gå in i patientuppgifter och uppdatera adressen på PU-tjänst/BUS. Skulle problemet kvarstå så kontaktar ni IT-supporten så hjälper vi er.



Patient							
19 591010 - 1234	Oscarson, Oscar	Man 64 år	Plats för telefonnummer...	Adresser 1	Noteringar 0		
Mottagare av patientens kallelser, doseringar, påminnelser m m							
Giltig fr o m	Giltig t o m	Typ	Beskrivning, telefonnr, fax eller email	Mottagare, namn	Gata, box, postlåda etc	Postnr och ort	
-----	-----	Folkbokföringsadress (BUS)	Annanadressgatan 2	Oscar Oscarson	Rvägen	72343 Västerås	
Bevakningar							

Journalia AKnet – Nyheter

- Förbättrad slagning mot BUS
- Det går nu att skicka in provsvar till Journalia AKnet med endast datum dvs utan klockslag angivet och provsvaret visas under provsvarskortet som provsvar att dosera. Tidigare har vi hanterat detta med en reservrutin där kemlab fick sända om svaret med "dummytidpunkt".

Journalia AKnet - Nyheter

I patientkortet/grunduppgifter finns nu möjlighet att lägga in e-post och/eller faxnummer.

Patient - grunduppgifter

Personnummer 195809262743	PU-TJÄNST	Kön F	Födelsedatum 1958-09-26	Sekretess	Avliden
Efternamn Karlsson	Mellannamn	Förnamn Erica	Tilltalsnamn Erica	Samtycken (till att dela data till andra system)	
Telefonnummer	Email (och/eller faxnummer)				
Kontaktinformation - fritext	Anhöriga				
Kontaktinformation - väljs från lista, men sparas som fritext	Typ av personnummer 1.2.752.129.2.1.3.1	Målsmans personnummer	Målsmans personnummer		
Nedan funktioner för systemadministratör					
Spärr för vissa monitorerande vårdenheter eller andra vårdgivare (välj från lista)	Nytt personnummer	SÄTT NYTT PERSONNUMMER	<input type="checkbox"/> Testpatient	<input type="checkbox"/> Utbildningspatient	

Journalia AKnet - Nyheter

Mellannamn är nu synligt.

Journalia AKnet	19 950424 - 2398	Karlsson Testsson, Gunnar
Patient		
19 950424 - 2398		Karlsson Testsson, Gunnar
Bevakningar		

Journalia AKnet			
Mina senaste patienter			
Personnummer	Namn	Sekretess	Vårdenhet
199504242398	Gunnar Karlsson Testsson		Mednet

Journalia AKnet - Nyheter

Vid acceptering av överflyttad/remitterad patient öppnas nu patientens journalvy direkt.

Journalia AKnet Aktuell patientlista Mina senaste patienter Inloggad: Jonas Frisk Modig Citypraktiken

Avslut och flytt

Välj visade

Personnummer ↑	Namn	Tillhör enheten	Tillhör vårdenhet - telefon	Om avslutas: Datum och orsak	Om flyttas: Nya vårdenheten	Om flyttas: Nya vårdenhetens telefon	Acceptera
199504242398	Gunnar Karlsson Testsson	Mednet			Citypraktiken	021-813 02 00	Acceptera

Rader per sida 10 1-1 av 1

Journalia AKnet Aktuell patientlista Mina senaste patienter Inloggad: Jonas Frisk Modig Citypraktiken

Patient Adresser Noteringar

19 950424 - 2398 Karlsson Testsson, Gunnar Man 28 år

Bevakningar

Aktuell behandling Ansvarig enhet: Citypraktiken telnr: 021-813 02 00 Patientansvarig: Doktor Frallán

Start	Indikationer	Längd	Vikt
2022-01-15	Bentrombos	-- cm	-- kg

Omrövas	AK-läkemedel	Mätmetod	Målvärde	LMH-gräns	LMH vid behov	Behandlingstid
2024-05-16	Waran 2,5 mg	PK(INR)	2,0 - 3,0	1,3	Fragmin 2500 E & Fragmin 7500 E	Tills vidare

Idsaafsa

Ta prover i hö arm

Senaste kontroll Meddelande för internt bruk (utskrift) Meddelande för patienten (skicka/utskrift) Meddelande för patienten (utskrift) Valfritt meddelande för patienten

Provtagning / mätning	Provtagningstyp, mätmetod	Värde	Kommentar till provtagning, mätning							
2024-03-05	PK(INR)	2,0 INR								
Doseringsperiod	Läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	Tabl/vecka
2024-03-05 - -----	Waran 2,5 mg	15 mg	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	6 tabl

Intervall 2 veckor Nästa kontroll v.12 2024-03-19 tisdag

Signerad SE2321000172-102L 2024-03-05 13:46 Meddelande skapat/utskrivet SE2321000172-102L 2024-03-05 13:47

Tidigare kontroller

Journalia AKnet - Nyheter

Klickar du på PU-tjänstknappen för att uppdatera patientens grunduppgifter visas nu en blåmarkerad text Anropar PU-tjänst – väntar på svar. Tidigare kunde man inte se att tjänsten aktiverats och fler klick gav error meddelande.

The screenshot shows a patient record interface with a green header 'Patient - grunduppgifter'. Below the header, there are fields for 'Personnummer' (195812092830), 'Kon' (M), 'Födelsedatum' (1958-12-09), and 'Sekretess'. A yellow mouse cursor is pointing at a button labeled 'PU-TJÄNST'. Below this, a blue banner displays the message 'Anropar PU-tjänsten - väntar på svar...'. Further down, there are fields for 'Efternamn' (Karlsson), 'Förnamn' (Destin), and 'Titeltalsnamn' (Patient). A 'Samtycken' section is partially visible at the bottom.

Personnummer	Kon	Födelsedatum	Sekretess
195812092830	M	1958-12-09	Sekretess

Anropar PU-tjänsten - väntar på svar...

Efternamn	Förnamn	Titeltalsnamn
Karlsson	Destin	Patient

Samtycken (till att dela data till andra system)

Journalia AK-net - Nyheter

- Det är nu enklare att ange ett provsvar som inte ska vara dosgrundande, tex koagel. Det går nu att markera provsvaret direkt som inte dosgrundande utan att behöva klicka på pennan för att redigera.

Nytt provsvar finns

2024-02-05 PK 1: Koagel
Vill du registrera ny kontroll?

Aktuell behandling		Ansvarig enhet: AK-mott SYD telnr: 010-55555555				Patientansvarig	
Start	Indikationer					Längd	Vikt
2023-12-29						77 cm	132 kg
Ongrivis	AK-läkemedel	Mätmetod	Målvärde	LMH-gräns	LMH vid behov	Behandlingstid	
2024-03-28	Waran 2,5 mg	PK(INR)	2,0 - 3,0			3 månader	
Importerade provsvar som ännu inte hanterats							
Beställarkod	Prov-id	Provtagningsdatum ↓	Analys	Resultat	Kommentar	Listad	Inte dosgrundande - signerad
		2024-02-05	PK 1	Koagel			<input type="checkbox"/>

- Om du av misstag markerat som inte dosgrundande och signerad kan du ändå få in provsvaret i Senaste kontroll genom att klicka på plustecknet vid senaste kontroll. Provsvaret ligger kvar i minnet tills man lämnar patienten eller laddar om sidan (F5). Efter det går det inte att ångra denna markering.

Journalia AKnet - Rättningar

- Rapporter. I rapporter går det nu att kombinera urval och fritextsök.

AK-enhetens aktuella behandlingar

Välj visade Alla PK (INR) Kreatinin

AK-läkemedel - urval: Waran 2,5 mg

Behandlingstid - urval: Tills vidare

Patientansvarig - urval: Alla

sjuan

Personnr	Namn	Start behandling ↓	AK-läkemedel	Mätmetod	Målvärde	Behandlingstid	Patientansvarig	Nästa kontroll	Avslut (datum)
194404047777	Karl Sjuansson	2024-01-30	Waran 2,5 mg	PK(INR)	2,0 - 3,0	Tills vidare		2025-01-29	-----
197707077777	Jan SJuan	2023-11-14	Waran 2,5 mg	PK(INR)	2,0 - 3,0	Tills vidare		2024-11-13	-----

Rader per sida 70 1-2 av 2 |< < > >|

- Vid byte av enhet – Tidigare kunde det uppstå ett felmeddelande vid byte av enhet. Endast användare med behörighet på flera enheter kunde bli drabbade.

Journalia AKnet - Rättningar

Vid registrering av flera tidigare kontroller (efterregistrering) visades inte rätt tablettstorlek (hel/halv/kvart) enligt patientens senaste kontroll. Detta är nu åtgärdat.

Senaste kontroll
Kopiera tidigare dosering Extra text LMIH-profylax Särskild dosering Radera denna kontroll

Provtagning / mätning	Provtagningstyp, mätmetod	Värde	INR	Kommentar till provtagning, mätning						
2023-11-13 måndag	...	2,5	INR	...	<input type="checkbox"/> Ring!	Har ringt - datum				
Dosering fr o m 2023-11-13	mg/vecka	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	tabl/vecka	Hel/del tablett
	32,5	2	1,5	2	2	2	1,5	2	13	0,5 (2,5 mg)
Om veckor	Nästa kontroll	Signal	Intern kommentar			Meddelandetyp Doseringsmeddelande SIGNERA				
					<input type="checkbox"/> Förhandsgranska <input type="checkbox"/> För internt bruk <input type="checkbox"/> Kallelse - stopp <input type="checkbox"/> Påminnelse - stopp					

Tidigare kontroller
Radera denna kontroll

Provtagning / mätning	Provtagningstyp, mätmetod	Värde	INR	Kommentar till provtagning, mätning						
2023-11-12 söndag	INR	...	<input type="checkbox"/> Spara och lägg in en ny nästa dag	<input type="checkbox"/> Spara och stäng				
Dosering fr o m 2023-11-12	mg/vecka	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	tabl/vecka	Hel/del tablett
	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5 (2,5 mg)
Om veckor	Nästa kontroll	Signal	Intern kommentar							

För din information: En ändrad eller införd tidigare kontroll visas i listan först efter att denna redigeringsvy har stängts.