

Aktivitetsramverket

Nyheter 5.0



Planerade aktiviteter utförs automatiskt

- Planerade aktiviteter av typen kliniska parametrar utförs automatiskt när mätvärden registreras utanför fönstren Att göra, t.ex. via fönster Patientöversikt och Journal.
- Då aktiviteterna inte behöver utföras manuellt kommer detta att minska risken för fel och dubbel-dokumentation, samt innebära att fönstren Att göra är uppdaterade med senaste mätvärdet.

Beskrivning

För att planerade aktiviteter ska kunna utföras automatiskt måste följande kriterier matcha när mätvärdena registreras:

- Patient
- Typ av klinisk parameter
- Datum och tid
- Utförande enhet

Om flera aktiviteter matchas med den registrerade kliniska parametern, kommer följande prioriteringsordning att tillämpas baserat på registreringens händelsedatum:

1. Planerad aktivitet med exakt samma datum och tid.
2. Missade aktiviteter med dagens datum och en tid. Om det finns flera aktiviteter väljs den som ligger närmast händelsedatumet.
3. Missade aktiviteter med dagens datum utan tid.
4. Missade aktiviteter med ett passerat datum med eller utan tid. Om det finns flera aktiviteter väljs den som ligger närmast händelsedatumet.
5. Planerade aktiviteter som saknar datum och tid.
6. Aktiviteter som är planerade inom 60 minuter framåt i tiden. Om det finns flera aktiviteter väljs den som ligger närmast händelsedatumet.