

## Produktinformation

# Slemsugar



### Hjälpmiddelskonsulent

Martin Mörk, telefon: 021-174997

E-post: [martin.mork@regionvastmanland.se](mailto:martin.mork@regionvastmanland.se)

Sanna Hermansson, telefon: 021-4818404

E-post: [sanna.hermansson@regionvastmanland.se](mailto:sanna.hermansson@regionvastmanland.se)

## FÖRSKRIVNINGSGREGLER

### Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmöden är hyreshjälpmöden eller försäljningshjälpmöden. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmöden som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmöden som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmöden är hyreshjälpmöden eller försäljningshjälpmöden. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmöden som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmöden är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekvisitionshjälpmöden. Enklare hjälpmöden som inte förskrivs via Hjälpmödenscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmöden är försäljningshjälpmöden. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmöden som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmöden som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmöden är badbräda, griptång och sängklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmöden är hyreshjälpmöden eller försäljningshjälpmöden. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmöden är omvårdnadshjälpmöden som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

### Allmänna förskrivningsregler

Artikel	Kriterier/utprovningrutin	Kommentarer
Slemsug Clario & Clario Toni	Förskrivning sker av alla läkare i Västmanland. Fysioterapeut eller sjuksköterska kan prova ut apparat	Går att lägga i websesam
Slemsug Vario	Förskrivning sker av alla läkare i Västmanland. Fysioterapeut eller sjuksköterska kan prova ut apparat	Kräver kontakt med Konsulent.

# SLEMSUGAR

Slemsugar förskrivs till patient med svår nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna. Förskrivaren ansvarar för att instruktion ges till patient kring hantering av apparaten och rengöringsinstruktioner. Rengöringsinstruktioner för de olika inhalatorerna finns på vårdgivarwebben under fliken Slemsugar.


**OBS!** Viktigt att låta apparaten gå på tomgång så att batteriet får ladda ur sig helt minst 1 gång i månaden. Detta för att batteriet ska fungera korrekt.

## Portabel slemsug

### Clario

S – 14131, Ej Upphandlad, förskrivs i mån av tillgång

Ingår: 2 st 0,5 L behållare, 1 st 1,5 m slang samt transportväska.

<b>Leverantör:</b>	Medela	
<b>Kapacitet:</b>	15 L/min	
<b>Vikt &amp; storlek:</b>	1,7 kg 223x255x95 (mm)	
<b>Max drifttid batteri:</b>	50 min	
<b>Behållare:</b>	0,5 L	
<b>Ljud volym:</b>	64,3 decibel	
<b>Vakuuminställning:</b>	Har 3 steg/inställningar min. –18 kPa – 135 mmHg med. –36 kPa – 270 mmHg max. –80 kPa – 600 mmHg	

### Tillbehör Clario


<b>Slang:</b>  S-40272  Rekommenderat att bytas 1 gång i veckan.	
<b>Behållare:</b>  S-14136  Innehåller 0,5L Flaska, Lock, Flottör	

<p><b>Anslutningskabel för 12 V</b></p> <p>S- 14133</p>	
<p><b>Sugkateter</b></p> <p>Tillhandahålls från behandlande klinik.</p> <p>Byts efter varje användning.</p>	
<p><b>Väska</b></p> <p>S-14135</p> <p>Mått: 350x260x160 (mm)</p>	

## Clario Toni

S – 40677, Upphandlad

Ingår: 2 st 0,5 L behållare, 1 st 1,5 m slang samt transportväska.

<p><b>Leverantör:</b></p>	<p>Medela</p>	
<p><b>Kapacitet:</b></p>	<p>15 L/min</p>	
<p><b>Vikt &amp; storlek:</b></p>	<p>2 kg 223x255x95 (mm)</p>	
<p><b>Max drifttid batteri:</b></p>	<p>50 min</p>	
<p><b>Behållare:</b></p>	<p>0,5 L</p>	
<p><b>Ljud volym:</b></p>	<p>64,3 decibel</p>	
<p><b>Vakuuminställning:</b></p>	<p>Har 3 steg/inställningar min. –8 kPa – 60 mmHg med. –13 kPa – 100 mmHg max. –80 kPa – 600 mmHg</p>	

## Tillbehör Clario Toni

Samma som Clario

## Stationär slemsug





### Vario

S – 09816, Ej upphandlad. Välj Clario sugen i förstahand.

Ingår: 1 st 1 L behållare, 1 st 1,8 m slang, 5 st bakteriefilter.

<b>Leverantör:</b>	Medela	
<b>Kapacitet:</b>	18 L/min	
<b>Vikt &amp; storlek:</b>	4,2 kg 380x170x285 (mm)	
<b>Max drifttid batteri:</b>	30 min	
<b>Behållare:</b>	1 L	
<b>Ljud volym:</b>	52 decibel	
<b>Vakuuminställning:</b>	Steglös inställning. –75 kPa–563 mmHg	

### Tillbehör Vario

<b>Slang:</b>  S-40273  Rekommenderat att bytas 1 gång i veckan.	
<b>Behållare:</b>  S-10341  Innehåller 1 st 1 L behållare & 1 st 1,8 m slang	
<b>Bakterie Filter:</b>  S-11236  Rekommenderat att bytas 1 gång i veckan.	
<b>Anslutningskabel för 12 V</b>  S-08326	

<p><b>Väska Vario</b></p> <p>S-10422</p>	
<p><b>Sugkateter</b></p> <p>Tillhandahålls från behandlande klinik.</p> <p>Byts efter varje användning.</p>	