

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Förflyttningshjälpmedel



Ansvariga hjälpmedelskonsulenter

Björn Flennersjö, telefon: 070-257 00 22

E-post: bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se

Susanne Pettersson, telefon: 070-266 52 55

E-post: susanne.pettersson@regionvastmanland.se

2023

Innehåll

Förskrivningsregler	3
Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	3
Glidhjälpmedel	4
Glidmattor	4
Blue Motion Slide Soft	4
Ready slide	4
OnewaySlide	4
Segelduk	5
Glidlakan	5
Wendylett komplett med glid- och draglakan	5
Glidörngott WendyLean	5
Topsheet	6
Glidbrädor	6
Easyglide	6
Vridplattor och Överflyttningsplattformar	7
Vridplattor	7
Vridplatta Rondo	7
Vridplatta Turntable	7
Turner	7
Överflyttningsplattformar	8
Molift Raiser	8
Tillbehör Molift	8
ReTurn	9
Tillbehör ReTurn	9
Sara Steady	9
Övriga Förflyttningshjälpmedel	10
FlexiGrip	10
FlexiMove	10
Antislip	11
Fotpall	11
MoveMaster	11
Vårdbälten	12
Modeller	12
Flexibelt, Hug	12
Easybelt, Hug	13
EasyBelt	13
Modeller	13
Flexibelt	14
Modeller	14

FÖRSKRIVNINGSGREGLER

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmöden är hyreshjälpmöden eller försäljningshjälpmöden. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmöden som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmöden som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmöden är hyreshjälpmöden eller försäljningshjälpmöden. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmöden som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmöden är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekviritionshjälpmöden. Enklare hjälpmöden som inte förskrivs via Hjälpmödenscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmöden är försäljningshjälpmöden. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmöden som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmöden som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmöden är badbräda och förhöjningsklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmöden är hyreshjälpmöden eller försäljningshjälpmöden. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmöden är omvårdnadshjälpmöden som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

GLIDHJÄLPMEDEL

Glidmattor

Blue Motion Slide Soft



Leverantör:	Human Care	
Funktion:	Tunnelsydd glidmatta i tunt glatt tyg för minskad friktion.	
Art.nr & storlek	43621, 70x70 cm 43622, 110x70 cm 43623, 195x70 cm Försäljningsartikel.	

Ready slide


Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	Tunnelsydd glidmatta i tunt glatt tyg för minskad friktion.	
Art.nr & storlek	32730, 70x70 cm 36451, 110x70 cm 33042, 195x70 cm Försäljningsartikel.	

OnewaySlide


Leverantör:	Direct Healthcare Group	 
Funktion:	Används för att lättare komma längre bak i stol/rullstol.	
Art.nr & storlek	Tubformad 18426, 40x50 cm 12305, 45x50 cm Öppen med dragband 16796, 130x40 cm 16266, 130x45 cm	
Max Brukarvikt:	150 kg	Öppen med dragband används i rullstol

Segelduk


Leverantör:	Brehms Spilerduk ApS	
Funktion:	Säljs på 10 metersrulle, 1 m bred. Rekvissionsartikel. Bör klippas med tandsax för att inte repa upp sig.	
Art.nr & storlek	39933, tunnast material (röd) 39932, mellan (grön) 39931, tjockast material (blå)	

Glidlakan


Wendylett komplett med glid- och draglakan

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	Glidlakan finns som 2-vägsglid och 4-vägsglid. Försäljningsartiklar.	
Art.nr & storlek	2-vägsglid, Komplet 12682, L140 x B200 cm, 60 cm glidyta 12681, L100 x B200 cm, 60 cm glidyta 16264, L200 x B200 cm, 70 cm glidyta 17212, L90 x B200 cm, 70 cm glidyta 4-vägsglid, Komplet med handtag 17033, L140 x B200 cm, 60 cm glidyta 17431, B90 x L200 cm, 70 cm glidyta, formsydd.	

Glidörngott WendyLean

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	2-vägsglid. Försäljningsartikel.	
Art.nr & storlek	14395, 50x60cm	

Topsheet

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	För vändning och/eller skötsel i säng tillsammans med personlyft. Friktionsreducerande undersida. Försäljningsartikel.	
Art.nr & storlek	34476, 155x140 cm.	
Max Brukarvikt:	250 kg	

Glidbrädor


Easyglide

Leverantör:			
Art.nr	Storlek & form	Max brukarvikt:	
11384	45x20cm, Rektangulär, ej vikbar	135-150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 10 cm)	
11385	60x25cm, Rektangulär, ej vikbar	Som ovan	
34344	45x20 cm, Oval	135 – 300 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 5cm)	
34744	85x39 cm, Oval	Som ovan	
02692	60x33 cm, Rektangulär, vikbar	135-150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 10 cm)	
02693	75x33 cm, Rektangulär, vikbar	Som ovan	

VRIDPLATTOR OCH ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORMAR

Vridplattor


Vridplatta Rondo

Leverantör:	Kvistberga Group AB	
Funktion:	Vridplattan är lämplig när användaren inte kan flytta med fötterna i samband med låg förflyttning. Försäljningsartikel.	
Art.nr & storlek	01841, 32 cm 06652, 38 cm	
Maxbelastning:	1000 kg	

Vridplatta Turntable


Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	Används vid förflyttning i och ur bil samt på stol.	
Art.nr & storlek	36221, 40 cm 33084, 45 cm	
Max Brukarvikt:	150 kg	

Turner

Leverantör:	ETAC Sverige AB	
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
Art.nr & storlek	09996, höjd 80-120 cm	
Max brukarvikt:	200 kg	

Överflyttningsplattformar

Molift Raiser

Leverantör:	ETAC Sverige AB	 <p>Molift Raiser Molift Raiser Pro</p>
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
Art.nr & storlek	Molift Raiser (utgått leverantör) 38335, höjd 123 cm Molift Raiser Pro 41410, höjd 120 cm	
Max brukarvikt:	Molift Raiser: 150 kg Molift Raiser Pro: 170 kg	
Övrigt:	Molift Pro är några cm smalare och har lägre instegshöjd (3,5 cm på Pro och 5 cm på Raisern).	



Tillbehör Molift

Trygghetsband med glidhylsa 38305, stl S/M 38306, stl L/XL	
Ståplatta Molift Raiser Pro 42424 Plattan är 9 cm hög	
Hälband 42425	


ReTurn

	Direct Healthcare Group	
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
Art.nr & storlek	17553, 115 cm 35125, 121 cm	
Max brukarvikt:	17553, 150 kg 35125, 205 kg	

Tillbehör ReTurn

<p>Returnbelt Är ett bälte med stöd under stussen för att undvika uppglidning.</p> <p>35945, stl XXS, 65-80 cm 34093, stl XS, 75-90 cm 32611, stl S, 85-105 cm 16955, stl M, 105-125 cm 17368, stl L, 120-145 cm 32807, stl XL, 140-165 cm</p>	
<p>Hälband</p> <p>34981</p>	

Sara Stedy



Leverantör:	Arjo	
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver mer stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
Art.nr	37264 Kontakta konsulent vid förskrivning.	
Max brukarvikt:	182 kg	

ÖVRIGA FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL


FlexiGrip

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	13207	
Storlek:	9x175 cm, 8 handtag	
Max brukarvikt:	150 kg	
Användning:	Att underlätta förflyttning liggande till sittande i säng	


FlexiMove

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr & storlek	02691, 102x43 cm, 4 handtag. 16263, 150x53 cm, 6 handtag. 12615, 20x60 cm, insida i nylon. 12616, 20x60 cm, insida i sammet.	
Max brukarvikt:	150 kg	102x43 cm
Användning:	Används exempelvis vid uppresning från sittande, högre upp i säng.	 20x60 cm


Antislip

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	17412	
Storlek:	45x38 cm	
Max brukarvikt:	-	
Användning:	Antihalkmatta för att underlätta vid förflyttning i säng. Försäljningsartikel.	

Fotpall

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	18475	
Storlek:	32x38x10 cm	
Max brukarvikt:	200 kg	
Användning:	Används vid sittande förflyttningar, vid toalettbesök samt vid positionering längre bak i stol/rullstol. Försäljningsartikel.	

MoveMaster

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	14944	
Storlek:	47x120 cm	
Max brukarvikt:	150 kg	
Användning:	Används för överflyttningar mellan säng och rullstol/mobil toastol.	


VÅRDBÄLTEN

Vårdbälten från Direct Healthcare Group finns i fyra varianter, alla har handtag både i vertikal och i horisontell riktning. Max brukarvikt 170 kg

Modeller

Flexibelt, Hug


Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Sammetsklädd insida	

Modell	Flexibelt, Hug stl S	Flexibelt, Hug stl M	Flexibelt, Hug stl L	Flexibelt, Hug stl XL
Art.nr	43625	43626	43627	43628
Antal handtag	5 st (3+2 rörliga)	7 st (4+3rörliga)	9 st (5+4 rörliga)	11 st (6+5 rörliga)
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

Easybelt, Hug


Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkningsbar insida	

Modell	Easybelt, Hug stl XS	Easybelt, Hug stl S	Easybelt, Hug stl M	Easybelt, Hug stl L
Art.nr	43629	43630	43631	43632
Antal handtag	5 st (3+2 rörliga)	7 st (4+3rörliga)	9 st (5+4 rörliga)	11 st (6+5 rörliga)
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

EasyBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.


Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkbar insida	

Modeller

Modell	EasyBelt stl XS	EasyBelt stl S	EasyBelt stl M	EasyBelt stl L
Art.nr	11037	02694	02695	02696
Antal handtag	5 st	7 st	9 st	11 st
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

Flexibelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Sammetsklädd insida	

Modeller

Modell	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L	FlexiBelt stl XL
Art.nr	11708	09889	11709	11707
Antal handtag	7 st	9 st	11 st	13 st
Omkrets	60-100cm	70-120cm	100-160cm	115-175cm