

Hjälpmedelscentrum utbildar

Manuella rullstolar Allround Avancerad



Kursansvariga hjälpmedelskonsulenter

Annika Eriksson
Charlotte Leek

Hösten 2024

Innehåll

Cross 5	Sid 3
Cross 5 XL	Sid 4
Cross 6	Sid 5
Cross 1	Sid 6
Cross 1 XL	Sid 7

Kontaktuppgifter

Gemensam brevlåda till konsulent manuella rullstolar
hmc.manuellarullstolar@regionvastmanland.se

Annika Widaeus, tel 021-17 58 78
annika.widaeus@regionvastmanland.se

Charlotte Leek, tel 021-17 44 65
charlotte.leek@regionvastmanland.se

Beatrice Sundman, tel 021-17 46 85
beatrice.sundman@regionvastmanland.se

Annika Eriksson, tel 021-17 44 61
annika.t.eriksson@regionvastmanland.se

Cross 5

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	34-53/56,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 21cm
Brukarvikt	Max 135kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg.

Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader

Lumbalvinkel steglöst justerbar biangulär -2-+13° triangulär -8-+18°

Ställbar ryggklädsel

Höjdregerbara körhandtag

Kombinerade trampror och tippskydd

Transportfästen

Anteckningar:

Cross 5 XL

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren. Rullstolen används till brukare med hög vikt.

Sittbredd	47,5cm, 50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	41-53/56,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 21cm
Brukarvikt	Max 160kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg

Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader

Lumbalvinkel steglöst justerbar biangulär -2-+13° triangulär -8-+18°

Ställbar ryggklädsel

Höjddreglerbara körhandtag

Kombinerade trampror och tippskydd

Transportfästen

Anteckningar:

Cross 6

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
Sittdjup	Standardram 36-42 +7cm * Lång ram 42-48 +7cm * *Sitsförlängare tillsammans med triangulär rygg förlänger sitsen 7 cm i bakkant.
Sitthöjd	32-53/56,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 20,5cm
Brukarvikt	Max 135kg

Vinkelställbar triangulär rygg
Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader, klicklägen
Lumbalvinkel steglöst justerbar triangulär -16-+16°
Ställbar ryggläddsel
Höjdreglerbara körhandtag, ny modell
Kombinerade trampror och tippskydd
Transportfästen, integrerade i chassit

Anteckningar:

Cross 1

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm, 52,5cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	38-51cm
Rygghöjd	30-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 22cm
Brukarvikt	Max 125kg

Vinkelställbar rygg från - 5 grader till + 15 grader
Ställbar rygglädsel
Höjddreglerbara körhandtag
Kombinerade tramprör och tippskydd
Transportfästen

Anteckningar:

Cross 1 XL

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren. Rullstolen används till brukare med hög vikt.

Sittbredd	50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	41-51cm
Rygghöjd	30-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 22cm
Brukarvikt	Max 150kg

Vinkelställbar rygg från - 5 grader till + 15 grader
Ställbar ryggklädsel
Höjddreglerbara körhandtag
Kombinerade trampror och tippskydd
Transportfästen

Anteckningar:
