

Hjälpmedelscentrum utbildar

Manuella rullstolar Komfort



Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Charlotte Leek 021-17 44 65

Beatrice Sundman 021-17 46 85

Annika Eriksson 021-17 44 61

E-post för allmänna rullstolsfrågor:

hmc.manuellrullstolar@regionvastmanland.se

Hösten 2023

Innehåll

| | |
|---|----------|
| Azalea Assist årsmodell 2012 | 3 |
| Azalea Assist årsmodell 2020 | 4 |
| Azalea VB 22"-24" årsmodell 2012 | 5 |
| Azalea VB 22"-24" årsmodell 2020 | 6 |
| Azalea Minor | 7 |
| Azalea Tall | 8 |
| Azalea Max | 9 |

Komfortrollstol 16''

Azalea Assist årsmodell 2012

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Vårdarmanövrerad och vårdarbromsad.

Sittbredd 39, 44, och 49 cm +0-10cm
Sittdjup 43-50cm
Sitthöjd 45cm (40 cm)
Rygghöjd Ställbar rygg 54-71,5cm, fast rygg 56-79cm
Totalbredd Sittbredd +22cm (yttermått länkhjul)
Sittbredd +28 om armstöden breddas ut maximalt
Brukarvikt max 135 kg

Löstagbart ryggöverdrag

Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader (-1 grader till +23 grader)

Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader

Kombinerat tramprör/tippskydd

Totalvikt 34kg

Transportvikt 16,5kg

Anteckningar

Komfortrollstol 16”

Azalea Assist årsmodell 2020

Leverantör: Invacare



Det är nya vinkelställbara benstöd, vadvstöd, fotplattor och hälband på Azalea årsmodell 2020. I övrigt är det samma rullstol som Azalea 2012.

Benstöd Azalea2020 vs (vinkelställbara) är standard på Azalea 2020.

Fördelar med de nya tillbehören:

- Rakt benstödsrör som ger möjlighet att justera vadvstödet hela vägen upp till sitsen. Kan användas som amputationsbenstöd i den positionen.
- Djupjustering av vadvstödsdynan, 4 lägen
- V-formad vaddyna, mer ergonomisk
- Vikbar vaddyna framåt och bakåt, underlättar vid stående förflyttning
- Fotplattor ställbara i sidled 28mm och i djup 50 mm
- Den nya fotplattan finns endast med en rörlängd, alla underbenslängder uppnås när Benstöd Azalea2020 vs (vinkelställbart) används.

Anteckningar

Komfortrollstol 22"-24"

Azalea VB 22–24" årsmodell 2012

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Manövreras av brukare och har vårdarbroms.

| | |
|-------------------|--|
| Sittbredd | 39, 44, och 49 cm +0-5cm |
| Sittdjup | 43-50cm |
| Sitthöjd | 40 eller 45cm |
| Rygghöjd | Ställbar rygg 54–71,5cm, fast rygg 56-79cm |
| Totalbredd | Sittbredd + 27cm (yttermått drivringar) |
| Brukarvikt | max 135kg |

Löstagbart ryggöverdrag

Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader (–1 grader till +23 grader)

Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader

Kombinerat tramprör/tippskydd

Totalvikt 34kg

Transportvikt 16,5kg

Anteckningar

Komfortrollstol 22"-24"

Azalea VB 22–24" årsmodell 2020

Leverantör: Invacare



Det är nya vinkelställbara benstöd, vadvstöd, fotplattor och hälband på Azalea årsmodell 2020. I övrigt är det samma rullstol som Azalea 2012.

Benstöd Azalea2020 vs (vinkelställbara) är standard på Azalea 2020.

Fördelar med de nya tillbehören:

- Rakt benstödsrör som ger möjlighet att justera vadvstödet hela vägen upp till sitsen. Kan användas som amputationsbenstöd i den positionen.
- Djupjustering av vadvstödsdynan, 4 lägen
- V-formad vaddyna, mer ergonomisk
- Vikbar vaddyna framåt och bakåt, underlättar vid stående förflyttning
- Fotplattor ställbara i sidled 28mm och i djup 50 mm
- Den nya fotplattan finns endast med en rörlängd, alla underbenslängder uppnås när Benstöd Azalea2020 vs (vinkelställbart) används.

Anteckningar

Komfortullstol 22"-24" och 16"

Azalea Minor VB 22–24" årsmodell 2012
Azalea Assist Minor årsmodell 2012

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Har vårdarbroms.

| | |
|-------------------|---|
| Sittbredd | 34 cm +0-5cm (VB), +0-10cm (Assist) |
| Sittdjup | 38-45cm |
| Sitthöjd | 40 eller 45cm |
| Rygghöjd | Fast rygg 55-65cm |
| Totalbredd | Sittbredd + 27cm (VB, yttermått drivringar) Sittbredd +22cm (Assist, yttermått länkhjul) Sittbredd +28 cm (Assist om armstöden breddas ut maximalt) |
| Brukarvikt | max 75kg |

Löstagbar ryggdyna
Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader
Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader
Kombinerat tramprör/tippskydd
Totalvikt 32kg
Transportvikt 14,5kg

Anteckningar

Komfortrollstol 22"-24" och 16"

Azalea Tall VB 22–24" årsmodell 2012/2020

Azalea Assist Tall årsmodell 2012/2020

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Har vårdarbroms.

| | |
|-------------------|--|
| Sittbredd | 39, 44, och 49 cm +0-5cm (VB), +0-10cm (Assist) |
| Sittdjup | 48-55cm |
| Sitthöjd | 50cm |
| Rygghöjd | Ställbar rygg 54–71,5cm, fast rygg 56-79cm |
| Totalbredd | Sittbredd + 27cm (VB yttermått drivringar) Sittbredd +22cm (Assist, yttermått länkhjul) Sittbredd +28 cm (Assist om armstöden breddas ut maximalt) |
| Brukarvikt | max 135kg |

Löstagbart ryggöverdrag

Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader (–1 grader till +23 grader)

Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader

Kombinerat tramprör/tippskydd

Totalvikt 34kg

Transportvikt 18,7kg

Anteckningar

Komfortrollstol 22"-24" och 16"

Azalea Max VB 22–24" årsmodell 2012
Azalea Assist Max årsmodell 2012

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Har vårdarbroms.

| | |
|-------------------|--|
| Sittbredd | 55 och 61cm +0-5cm (VB), +0-10cm (Assist) |
| Sittdjup | 53-60cm |
| Sitthöjd | 40 eller 45cm |
| Rygghöjd | Ställbar rygg 50–58cm |
| Totalbredd | Sittbredd + 27cm (VB yttermått drivringar) Sittbredd +22cm (Assist, yttermått länkhjul) Sittbredd +28 cm (Assist om armstöden breddas ut maximalt) |
| Brukarvikt | max 180kg |

Löstagbart ryggöverdrag
Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +20 grader
Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader
Kombinerat tramprör/tippskydd
Totalvikt 54kg
Transportvikt 37kg

Anteckningar
