

SORTIMENTSÖVERSIKT

URINUPPSAMLINGSPÅSAR

PRISER & PRODUKTINFORMATION

Fyrklövern

FÖR KOMMUNER OCH REGIONER I DALARNA, SÖRMLAND, UPPSALA OCH VÄSTMANLAND

Urinuppsamlingspåsar

Urinuppsamlingspåsar används tillsammans med katetrar eller urindroppssamlare. Påsstorlek, slanglängd och fixering av urinpåse provas ut individuellt.

Tömbara påsar rekommenderas då infektionsrisken minskas med ett slutet system. Påsen kan sitta upp till en vecka under förutsättning att den inte lossats från katetern. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

För uppegående patient används påse med kort slang. En benburen påse fästs med fördel på underbenet för att underlätta flödet. Påsarna kan fästas med olika band, påsar eller benfickor. Urinuppsamlingspåsen fästs först mot benet, därefter kopplas konnektorn ihop med urindroppssamlaren eller katetern. Tänk på att påsen blir tung när den är fylld och välj fästordning därefter. Om den tömbara urinuppsamlingspåsens volym inte är tillräcklig för att samla upp urinen nattetid, kan den kopplas ihop med en engångs icke-tömbar påse. Påsar placeras alltid under urinblåsans nivå. Samtliga påsar är försedda med backventil.

Urinuppsamlingspåsar, fast konnektor

Tömbar	Ej tömbar
Conveen Security+ 6cm 500ml	Qufora 110cm 1500ml
Conveen Security+ 30cm 350ml	Qufora 110cm 2000ml
Conveen Security+ 30cm 500ml	
Conveen Security+ 30cm 750ml	Unoquip 90cm 1500 ml
Conveen Security+ 50cm 500ml	Unoquip 90cm 2000 ml
Conveen Security+ 50cm 750ml	

AST sängmodell 110cm 2000ml

AST sängmodell, med provtagningsventil, 120cm 2000ml

Fästordning till urinuppsamlingspåsar

Fixering på ben, vikmodell	Fixering på ben, med ficka	Fixering på ben, fixeringsband (i par)	Urinpåsehållare
Urostretch S-XL	Sanifix benfixering XS-XXL	Conveen Security+ kardborrband 2.5cm x 75cm, 2.5cm x 45cm Conveen fixeringsband med knappar 3.5cm x 60cm, 2.5cm x 60cm	Conveen påshängare

Produkt inkl. storlek	Pris/styck	Pris/MBE*	MBE*	Produktegenskaper	Produktblad
Urinuppsamlingspåse, tömbar, fast konnektor					
Conveen Security+ 30cm 350ml	9,90kr	297kr	30st	Fast konnektor Tömbar Byt påse enl. gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka	Coloplast Produktblad
Conveen Security+ 6cm 500ml	9,90kr	297kr	30st		
Conveen Security+ 30cm 500ml	9,90kr	297kr	30st		
Conveen Security+ 50cm 500ml	9,90kr	297kr	30st		
Conveen Security+ 30cm 750ml	9,90kr	297kr	30st		
Conveen Security+ 50cm 750ml	9,90kr	297kr	30st		
Urinuppsamlingspåse, tömbar, fast konnektor					
AST, sängmodell, 110cm 2000ml	3,33kr	83,25kr	25st	Fast konnektor Tömbar Byt påse enligt gällande riktlinjer i Vårdhandboken, vanligtvis en gång per vecka	AST Produktblad
Urinuppsamlingspåse, ej tömbar, fast konnektor					
Qufora 1500ml, 110cm	3,19kr	79,75kr	25st	Fast konnektor Ej tömbar	OneMed Produktblad
Qufora 110cm, 2000ml	3,94kr	98,50kr	25st		
Unoquip 90cm, 1500 ml	3,49kr	87,25kr	25st	Fast konnektor Ej tömbar	Unoquip Produktblad
Unoquip 90cm, 2000 ml	3,49kr	87,25kr	25st		
Urinuppsamlingspåse, tömbar, fast konnektor provtagningsventil					
AST N/A,m provtagningsventil, sängmodell, 120cm 2000ml	6,92kr	346kr	50st	Provtagningsventil. Förskrivs endast om provtagning av urin ska göras. Fast konnektor Tömbar Byt påse enligt gällande riktlinjer i Vårdhandboken, vanligtvis en gång per vecka	AST Produktblad

*MBE= Minsta Beställningsbara Enhet

Produktnamn inkl. storlek	Pris/styck	Pris/MBE*	MBE*	Produktegenskaper	Produktblad
Fixering på ben, vikmodell					
Urostretch S-XL	15,72– 24,88kr	157,20– 248,80kr	10st	Tvätt: ≥ 60°, torktumlas på skonprogram m. låg temp. Antal tvättar: 30 Färgkodade efter storlek Passar till både höger och vänster ben, kan fixeras på lår eller vad	Sarstedt Produktblad
Fixering på ben, med ficka					
Sanifix benfixering XS-XXL	9,46– 16,82kr	28,38– 50,46kr	3st	Tvätt: ≥ 60°, torktumlas låg temp. Antal tvättar: 25 Passar både höger och vänster ben, kan fixeras på lår eller vad	Swereco Produktblad
Fixering på ben, fixeringsband (i par)					
Conveen Security+ kardborrband 2.5cm x 75cm, 2.5cm x 45cm	20,50kr	205kr	10st	Tvätt: 40° Förs in i förstansade hål på urinpåse. Banden kan klippas av till önskad längd	Coloplast Produktblad
Conveen fixeringsband med knappar 3.5cm x 60cm, 2.5cm x 60cm	18kr	180kr	10st	Tvätt: 40° Knäpps fast i förstansade hål på urinpåse. Banden kan klippas av till önskad längd	Coloplast Produktblad
Urinpåsehållare					
Conveen påhängare	18,55kr	18,55kr	1st	Flergångsprodukt som tål rengöring i diskdesinfektor i 90°	Coloplast Produktblad

*MBE= Minsta Beställningsbara Enhet

Kontaktuppgifter till leverantör

Leverantör	Produktspecialist	Kontaktinfo
AST	Alexander Rawsthorne	alexander.rawsthorne@astmedical.se
Coloplast	Jenni Persson (Sörmland, Uppsala, Västmanland) Anna Viberg (Dalarna)	sejepe@coloplast.com seanvi@coloplast.com
OneMed	Anna-Rita Marzo	anna-rita.marzo@onemed.com
Sarstedt	Funktionsbrevlåda Sarstedt	tenders.se@sarstedt.com
Swereco	Lotta Kullenkrona	lotta.kullenkrona@swereco.com
Unoquip GmbH	Charlotte Trägårdh	ct@unoquip.com