
Information om användarstyrt drivaggregat - till dig som lånar hjälpmedel

ALLMÄN INFORMATION

Hjälpmedlet är ett lån från Region Västmanland och ska lämnas tillbaka när du inte längre har behov av det. Hjälpmedel är personligt utprovade och ska bara användas av dig och får inte lånas ut. Allmänna lånevillkor gäller. Det finns en del tillägg för just det här hjälpmedlet.

I följande text kommer användarstyrt drivaggregat att endast benämnas som drivaggregat.

INFORMATION OM DRIVAGGREGATETS MODELL, INDIVIDNUMMER OCH VÄRDE

.....

.....

ATT ANVÄNDA HJÄLPMEDLET

Drivaggregatet provas ut till dig, därför får det enbart köras av dig och den får inte lånas ut. Det är inte tillåtet att skjutsa annan person på hjälpmedlet. Om det finns en nyckel till ditt drivaggregat ska det förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Du ansvarar för att på ett säkert sätt framföra rullstol med drivaggregat, för dig själv och andra, förvara och sköta rullstol med drivaggregat enligt anvisning.

Om detta inte uppfylls kan hjälpmedlet återtas.

Du ska kunna planera för, agera och förutse situationer som kan uppstå i den miljö där användarstyrt drivaggregat ska framföras.

Drivaggregat får inte framföras vid händelse av akut sjukdom, uttröttnings, påverkan av alkohol eller stimulerande/bedövande ämnen.

AVGIFTER

Byte av däck och slang ingår i hyran och byte görs med fördel på Hjälpmedelscentrum. Vid eventuellt hembesök av tekniker för att få bytet utfört debiteras låntagaren ca 200 kronor inklusive moms.

Rådgivning kring byte av däck och slang kan du få vid kontakt med kundtjänst på Hjälpmedelscentrum.

Om du utsätter lånat hjälpmedel för medveten åverkan kan Hjälpmedelscentrum debitera dig/vårdsnadshavaren en avgift för reparation av hjälpmedlet.

Information om användarstyrt drivaggregat - till dig som lånar hjälpmedel

FÖRVARINGS- OCH LADDNINGSUTRYMME

Du ansvarar för att drivaggregatet förvaras på ett godkänt sätt.

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas enligt kriterier nedan:

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5°C. Det innebär att altan eller balkong inte är godkända.

- Ska i första hand förvaras i egna bostaden.
- Kan förvaras och laddas i annat låst **enskilt** utrymme till exempel i förråd eller garage.
- På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om drivaggregat inte kan förvaras i personens bostad ska det förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Rullstolen behöver inte vara fastlåst.

FÖRSÄKRING

Du bör ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att säkerställa att hemförsäkringen täcker lånat hjälpmedel. I annat fall bör du teckna en särskild försäkring för hjälpmedlet. Förskrivaren informerar dig om kostnad för lånat hjälpmedel.

Försäkringen kan hjälpa dig att täcka del av kostnader vid eventuella incidenter där rullstol med drivaggregat är involverat. När hjälpmedel ska tas med på resor behövs ofta en särskild reseförsäkring.

Försäkringen bör täcka stöld och brand. Därtill finns allriskförsäkringar (eller drulleförsäkringar) att teckna för att täcka skador som kan uppstå när du använder hjälpmedlet.

Eventuell stöld anmäls till polisen. Anmälan ska inte skickas till Hjälpmedelscentrum. Ta kontakt med din förskrivare som förskriver ersättande hjälpmedel för det som är stulet. Vid skadat hjälpmedel, kontakta Hjälpmedelscentrum 021-17 30 48.

BÄRGNING

Det är viktigt att du tänkt ut en plan för hur du ska gå till väga om du blir stående med rullstol med drivaggregat utanför eller långt ifrån din bostad.

Du ansvarar för att rullstol med drivaggregat inte lämnas obebakad om något fel/problem uppstår vid användande. Ombesörj att hjälpmedlet kommer i säkerhet till bostaden, alternativt anlita bärgare.

Kontakta Hjälpmedelscentrum 021-17 30 48 för att få felet åtgärdat.

Eventuell bärgning av rullstol med drivaggregat bekostas inte av Hjälpmedelscentrum. **Hjälpmedelscentrum återbetalar ingen självrisk vid bärgning.**

Information om användarstyrt drivaggregat - till dig som lånar hjälpmedel

RENGÖRING

Rullstol med drivaggregat ska rengöras med en fuktig trasa, använd diskmedel om rullstol och drivaggregat är hårt nedsmutsad. Undvik att använda starka rengöringsmedel. Dammsug sits och rygg. **OBS! Du ska aldrig spola drivaggregatet med vatten.** Bruksanvisningen beskriver hur man ska göra.

REPARATION

Reparationer och eventuella anpassningar av rullstol med drivaggregat får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal.

Rullstol med drivaggregat kan komma att tas in till Hjälpmedelscentrum för reparation. Ersättande drivaggregat kan inte erhållas under reparationstiden. Du ska ha ett alternativt förflyttningshjälpmedel i de fall rullstol med drivaggregat behöver tas in till Hjälpmedelscentrum.

Vid reparationstillfället ska rullstol med drivaggregat vara rengjord.

SKÖTSEL

Du som lånar rullstol med drivaggregat ansvarar för att rullstol med drivaggregat används och förvaras på ett godkänt sätt, att du gör rent den enligt anvisning och laddar batterierna korrekt. Om detta inte uppfylls kan rullstol med drivaggregat återtas.

Laddning

För att säkerställa funktionen och livslängden på batterierna krävs regelbunden laddning. Laddaren är helautomatisk och ingen överladdning kan ske. Ladda drivaggregatet varje natt och var noggrann med att laddningen är klar. Laddningstiden är ca 4-8h beroende på laddcykeln.

Laddaren ska vara inkopplad om du under en period inte kan använda drivaggregatet. Batteribyte på grund av bristande skötsel får du som låntagare själv bekosta.

Däck

Kontrollera att däcken är välpumpade, rekommenderat lufttryck kan du se i leverantörens bruksanvisning. Använd pump med bilventil. Byte av däck och slang ingår i hyran, se Avgifter.

Information om användarstyrt drivaggregat - till dig som lånar hjälpmedel

TRANSPORT, RESA

Med bil

Det säkraste sättet att resa är att flytta över till färdmedlets säte.

Tänk på att förankra både rullstol och drivaggregat ordentligt vid transport.

Se i bruksanvisningen var rullstols- och drivaggregatets fästpunkter sitter placerade. Det är eget ansvar att ombesörja att rullstol med drivaggregat är säkert förankrad vid transport i egen bil. Se bruksanvisning.

Frampåhängt drivaggregat med styre måste kopplas loss från rullstol under färd. Båda hjälpmedlen ska förankras enligt manual.

Hjälpmedelscentrum ansvarar inte för eventuell bilanpassning.

Med flyg

Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller vid resa med rullstol med drivaggregat om du planerar att flyga och ta med ditt hjälpmedel. Det kan du göra hos aktuellt flygbolag. Ytterst är det piloten som beslutar om du får ta med drivaggregat med batterier.

För att kunna ladda drivaggregat när du är utomlands behöver spänningen i vägguttaget vara 230~50 Hz. Eventuellt behövs även en adapter för att kunna ladda drivaggregatet utanför Sverige.

Vid resor utomlands är det ett eget ansvar att bekosta reparationer om behov skulle uppstå när du är i annat land.

KÖRTRÄNING

Körträning tillsammans med din förskrivare pågår till dess att du kan framföra rullstol med drivaggregat på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar föräldrar för att rullstol med drivaggregat används på ett adekvat sätt i lämplig miljö.

Vid behov kan restriktioner upprättas mellan dig och din förskrivare för hur framförande av hjälpmedlet ska gå till för säkrare körning/förflyttning.

UPPFÖLJNING

Förskrivaren kommer att göra en första uppföljning av rullstol med drivaggregat efter ca 3-6 månader efter avslutad körträning och därefter minst 1 gång/år.

Vid uppföljning bedömer förskrivaren nytta och måluppfyllelse inklusive användarfrekvens av din rullstol med drivaggregat. Bedömningen baseras på de behov och förutsättningar som du hade när hjälpmedlet provades ut. Därefter tar förskrivaren ställningstagande om förskrivningen ska kvarstå.