

Nya provtagningsrör för odling av MRSA

Laboratoriemedicin övergår till vätskebaserat transportmedium (eSwab) för odling av MRSA (meticillinresistent *Saphylococcus aureus*).

Förändringen möjliggör automatiserad utodling. Nuvarande rör med kolat transportmedium ersätts av eSwab. Provtagningen sker på samma sätt som tidigare, se [provtagningsanvisning MRSA](#).

Provtagningsröret beställs via Varuförsörjningen:

[Platt botten pinne m flockad topp](#)



Elisabeth Freyhult
ST-läkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Camilla Svensson
Processledare Allmän odling

Laboratoriemedicin
021-17 50 97
camilla.svensson@regionvastmanland.se

Mer information finns på:

[Laboratoriemedicin – Region Västmanland](#)