

Byte av kontroller - CRP och Hb, PNV QuikRead

Med start måndag 2024-10-14 ska kontrollkörning av CRP och Hb på analysinstrumentet QuikRead utföras med Aidiens kontroller QRG1, QRG2 och QRGHB. Nuvarande kontroller K4 och K6 (Seronorm), samt HGL och HGN, ska inte användas från och med 2024-10-14.

Handhavande förblir i stort sett detsamma. Den patientnära verksamheten (PNV) kommer skicka ut nya kontroller med tillhörande streckkoder som ska sättas på instrumentet. Streckkoderna för K4 och K6 kan tas bort. [Kontrollbeskrivning Hb, PNV QuikRead Go \(71369\)](#), [Kontrollbeskrivning CRP, PNV QuikRead Go \(71352\)](#) och [Kontrollfacit QuikRead go \(44488\)](#) finns i ledningssystemet.

Vid frågor kontaktas PNV-support på telefonnummer 021 - 175199 eller via mejl till pnv.laboratoriemedicin@regionvastmanland.se.

Isabelle Hellman
Processledare PNV
Laboratoriemedicin

Therése Ehrenstråhle
Laboratorieingenjör
Laboratoriemedicin