

Sortimentsöversikt

Hostmaskin

Philips Cough Assist E70 Upphandlad apparatur



36539

Tillbehör E70:



Slangset 1,8 m inklusive filter, mask och kopplingsstycke
(Byts en ggn/månad)

39630 Barn

39350 Vuxen small

39351 Vuxen medium

39352 Vuxen Large

42021 Slangset hostapparat E70 med anslutning till
trachealkanyl 1,8 m



39349 Pollenfilter (Byts var 6:e månad)

Bröderna Berner Kalos



43553

Philips CA-3200 (utgått leverantör)



39320

Tillbehör CA-3200:



Slangset inkl. filter och mask (byts en ggn/månad)

39357 Barn

39356 Small

39355 Medium

Slangset *track* inkl. filter (byts en ggn/månad)

39358

Vissa patienter använder dessa artiklar för att skydda slangsetet från slem:
(passar båda hostmaskinerna)



39544 Bakterie- virusfilter. Används både mellan apparat och slang, men ibland även mellan slang och patient. Byt vid kontaminering minst 1 ggn i veckan.



39615 Flexslang "dragspel" 7-15cm 22F-15F. Används mellan patient och slang/bakterie- virusfilter. Rengör mellan varje användning, bytes 1 ggn i veckan.