

SORTIMENTSÖVERSIKT

TAPPNINGSKATETRAR

PRISER & PRODUKTINFORMATION

Fyrklövern

FÖR KOMMUNER OCH REGIONER I DALARNA, SÖRMLAND, UPPSALA OCH VÄSTMANLAND

Tappningskatetrar

Tappningskatetrar används vid ren intermittent kateterisering (RIK). Behandlingen utförs efter läkarordination och förskrivs i samråd med utsedd förskrivare.

Tappningskatetrar är tillverkade av plast och finns i olika längder, grovlekar och typer. Korta katetrar (15–20 cm) används av kvinnor och barn. Längre katetrar (30–40 cm) används av män och större pojkar. Charrière (Ch) anger grovleken, kateterns yttre omkrets. Ch 6–10 används för små barn upptill skolåldern. Därefter används Ch 12–18 för större barn och vuxna.

Katetrarna finns med olika spetsar:

- Nelaton – rak, rundad
- Tiemann – böjd, avsmalnande
- Rund flexibel/kul- eller olivformad spets

Katetrarna har olika ytbeläggningar, se respektive leverantörs användarinstruktioner:

- Katetrar med hydrofil beläggning
- Katetrar med bipackad vätska
- Katetrar i vätska
- Katetrar som saknar beläggning

Tappningskatetrar 2 - 12 kr/st

Lofric Primo Tiemann 11,50 kr/st

SpeediCath standard 11.50 kr/st

Lofric Primo 10,75 kr/st

Homecath 9,95 kr/st

Lofric Nel 9,49 kr/ st

Lofric Tiemann 9,49 kr/st

Extrudan Nel 2,4 kr/st (används med gel)

Tappningskatetrar 12 - 16 kr/ st

Infyna 15,95 kr/st

Lofric sense 15,75 kr/st

*Magic3 15,40 kr/st

*SpeediCath Standard Tiemann 12.50 kr/st

Tappningskatetrar 16 - 20 kr/st

Lofric hydroKit 19,40 kr/st

SpeediCath compact Eve 17,00 kr/st

*SpeediCath flex 16,90 kr/st

*Speedi compact male 16,75 kr/st

*Lofric Elle 16,75 kr/st

Infyna chic 16,50 kr/st

*SpeediCath Female 16,25 kr/st

Lofric Origo 16,00 kr/st

Lofric Origo Tiemann 16,00 kr/st

Tappningskaterar 20 - 40 kr /st

*IQ Cath med vätska 35,80 kr/st

*IQ Cath utan vätska 29,90 kr/st

(*Innehåller PVC)

Produkter grön ruta	Pris	Tappning 6 ggr/dag	Kostnad/förbrukning 6 mån 6 ggr/dag	Produktegenskaper	Produktblad
Extrudan Nelaton <i>Medic</i>	2,40 kr/st	14,40 kr	2 419,20 kr	Används med gel	Produktblad
Lofric Nelaton <i>Wellspect</i>	9,49 kr/st	56,94 kr	9 565,92 kr		Produktblad
Lofric Tiemann* <i>Wellspect</i>	9,49 kr/st	56,94 kr	9 565,92 kr	Tiemannspets	Produktblad
HomeCath <i>Berner Medical</i>	9,95 kr/st	59,70 kr	10 746 kr		Produktblad
Lofric Primo <i>Wellspect</i>	10,75 kr/st	64,50 kr	10 836 kr		Produktblad
SpeediCath standard <i>Coloplast</i>	11,50 kr/st	69 kr	11 592 kr		Produktblad
Lofric Primo Tiemann* <i>Wellspect</i>	11,50 kr/st	69 kr	11 592 kr	Tiemannspets	Produktblad
Produkter gul ruta	Pris	Tappning 6 ggr/dag	Kostnad/förbrukning 6 mån 6 ggr/dag	Produktegenskaper	Produktblad
SpeediCath Standard Tiemann* <i>Coloplast</i>	12,50 kr/st	75 kr	13 500 kr	Tiemannspets	Produktblad
Magic3* <i>BARD</i>	15,40 kr/st	92,40 kr	15 540 kr		Produktblad
Lofric sense <i>Wellspect</i>	15,75 kr/st	94,50 kr	15 876 kr		Produktblad
Infyna <i>Dansac&Hollister</i>	15,95 kr/st	95,70 kr	16 077,60 kr		Produktblad
Produkter orange ruta	Pris	Tappning 6 ggr/dag	Kostnad/förbrukning 6 mån 6 ggr/dag	Produktegenskaper	Produktblad
Lofric Origo <i>Wellspect</i>	16,00 kr/st	96 kr	16 128 kr		Produktblad
Lofric Origo Tiemann* <i>Wellspect</i>	16,00 kr/st	96 kr	16 128 kr	Tiemannspets	Produktblad
SpeediCath Compact Female* <i>Coloplast</i>	16,25 kr/st	97,50 kr	16 380 kr		Produktblad
Lofric Elle* <i>Wellspect</i>	16,75 kr/st	100,50 kr	16 884 kr	Specialhandtag	Produktblad

SpeediCath Compact male* <i>Coloplast</i>	16,75 kr/st	100,50 kr	16 884 kr	Teleskopkateter	Produktblad
SpeediCath Flex* <i>Coloplast</i>	16,90 kr/st	101,40 kr	17 035,20 kr	Olivspets	Produktblad
SpeediCath Compact eve <i>Coloplast</i>	17,00 kr/st	102 kr	17 136 kr		Produktblad
Lofric hydro kit <i>Wellspect</i>	19,90 kr/st			Resekit	Produktblad
Produkter röd ruta	Pris/st	Tappning 6 ggr/dag	Kostnad/förbrukning 6 mån 6 ggr/dag	Produktegenskaper	Produktblad
IQ Cath utan vatten* <i>Berner Medical</i>	29,90 kr/st	179,40 kr	30 139,20 kr	PVC, kulspets	Produktblad
IQ Cath med vatten* <i>Berner Medical</i>	35,80 kr/st	214,80 kr	40 622,40 kr	PVC, kulspets	Produktblad

*=Specialistsortiment

Kontaktuppgifter till leverantör

Leverantör	Produktspecialist	Kontaktinfo
Becton Dickinson Sweden AB	Christin Zorn	Christin.zorn@bd.com
Berner Medical	Maria Solvik	maria.solvik@bernercompany.com
Coloplast	Jenni Persson (Sörmland, Uppsala, Västmanland) Anna Viberg (Dalarna)	sejepe@coloplast.com seanvi@coloplast.com
Dansac & Hollister	Maria Bergsten	Maria.Bergsten@Hollister.com
Medic	Maria Ploghammar	maria.ploghammar@medic.com
Wellspect	Lovisa Strålöga	Lovisa.Straloga@wellspect.com

ANVÄNDARINFORMATION TAPPNINGSKATETRAR

Utan glideffekt	Hydrofil, utan vätska <i>Förpackningen fylls med vatten för aktivering av den hydrofila ytan på katetern</i>	Hydrofil, med vätska <i>Förpackningen fylls med den bifogade vätskan för aktivering av den hydrofila ytan på katetern</i>	Hydrofil, i vätska/förlubricerad <i>Katetern är färdig att använda direkt efter öppnande</i>
Katetergel används för glideffekt	Blötläggs i minst 30 sekunder	Klar att använda direkt efter aktivering av den bifogade vätskan	Klar att använda direkt, i vätska
Extrudan Nelaton 40cm Ch08-18	LoFric Nel 15cm Ch08-14 LoFric Nel 20cm Ch06-16 LoFric Nel 30cm Ch08-10 LoFric Nel 40cm Ch08-18 LoFric Tie 40cm Ch12-18*	LoFric Primo Nel 15cm Ch08 LoFric Primo Nel 20cm Ch08-18 LoFric Primo Nel 40cm Ch08-18 LoFric Primo Tie 40cm Ch12-18*	SpeediCath Standard Nel female 20cm Ch08-16 SpeediCath Standard Nel male 40cm Ch08-18 SpeediCath Compact Eve Nel 9/13.7cm Ch12-14 LoFric Elle Nel 10/15cm Ch12-14* Magic3 Nel 15cm Ch12-14* Magic3 Nel 40cm Ch10-18* SpeediCath Standard Tie 40cm Ch12-16* SpeediCath Compact Female Nel 7/14.5cm Ch08-14* SpeediCath Compact Male Nel 33cm Ch12/18*
	Blötläggs i minst 30 sek, men helst 45 sekunder HomeCath Nelaton 15cm Ch08-14 HomeCath Nelaton 20cm Ch06-16 HomeCath Nelaton 30cm Ch08-10 HomeCath Nelaton 40cm Ch08-18	Klar att använda direkt efter aktivering av den bifogade vätskan LoFric Origo Nel 30cm Ch10-12 LoFric Origo Nel 40cm Ch10-18 LoFric Sense Nel 11/15cm Ch08-14 LoFric Hydro-Kit Nel 20cm CH12-16 LoFric Hydro-Kit Nel 40cm CH12-16 LoFric Origo Tie 40cm Ch12-18* Magic 3 Nel 15cm Ch12-14* Magic 3 Nel 40cm Ch10-18*	Klar att använda direkt, förlubricerad Infyna Chic Nel 9.7/14cm Ch08-14 (förlubricerad) Infyna Nel 12/17cm Ch12-14 (förlubricerad)
	-		Klar att använda direkt, i vätska
	Blötläggs i minst 45 sekunder IQ-Cath kulformad spets 43cm Ch10-16*	Blötläggs liggande i minst 45 sekunder IQ-Cath kulformad spets 43cm Ch10-16*	SpeediCath Flex olivtipp 44cm Ch10-14* SpeediCath Flex olivtipp 44cm Ch16*

SPECIALISTPRODUKTERNA ÄR RÖDMARKERADE