

## Ny metod för PTH ger lägre mätvärden

**Från och med 3 juni 2020 kommer PTH (paratyryn) att mätas med en ny metod som ger i genomsnitt 10-15 % lägre mätresultat.**

Mätning kommer att utföras med samma reagens och instrument som tidigare (Beckman Coulter Dxl) men med en metod som har längre mättid (30 minuter). Förändringen genomförs för att uppnå bättre överensstämmelse med andra laboratorier som använder samma instrument. Referensintervallet kommer inte att förändras.

Mattias Karlman  
Överläkare  
Klinisk kemi  
Laboratoriemedicin

Anna Caren Nordlund  
Processledare Immunkemi  
Laboratoriemedicin  
021-17 64 30  
[anna.caren.nordlund@regionvastmanland.se](mailto:anna.caren.nordlund@regionvastmanland.se)