

Nytt referensintervall för P-PK(INR)

Från och med 15 september 2020 korrigeras referensintervallet för PK(INR) från <1.2 till <1.3.

Det nya referensintervallet bygger på en rekommendation från Equalis expertgrupp för koagulation daterad 2 april 2020:

[Referensintervall för PK\(INR\) \(S035\)](#)

Mattias Karlman
Överläkare
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin

Anna Melander
Processledare Koagulation

Laboratoriemedicin
021-17 64 12
anna.melander@regionvastmanland.se